

## 自動体外式除細動器（AED）の賃貸借及び保守に係る質問に対する回答

番号	資料種類	質問内容	回答
1	仕様書 6 (12)	「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 6 (12) 仕様書 7 (2) 別紙2	「収納ボックス」「既存の収納ボックス」「AEDBOX-1」「AEDBOX-2」とありますが、既存設置の収納ボックスのAEDが収納可能な内寸をお教えてください。収納が厳しい場合、予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体（キャリングケース付き）脇のボックス内空きスペースに収納させていただく運用、またはキャリングケースを外して保管させていただく運用でもよろしいでしょうか。	AEDBOX-1（フクダ電子製）の内寸は、高さ353mm×幅410mm×奥行155mmです。 AEDBOX-2（フクダ電子製）の内寸は、高さ787mm×幅430mm×奥行150mmです。 （キャリングケースがボックスに）収納できない場合の運用について、「予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体脇のボックス内空きスペースに収納する運用」は可とします。 キャリングケースを外して保管する際には、本体持ち出し時に、本体にケースが附帯するような状態で保管してください。
3	仕様書 6 (12)	「導入年月日、リース期間、消耗品等付属品の交換時期及び保守を行うものの連絡先を明記したラベル」とありますが、弊社では全ての契約期間、本体・消耗品の使用期限を管理しておりますので不要とさせていただいてもよろしいでしょうか。本体（キャリングケース）または本体に附属する弊社コールセンターの電話番号が記載されたタグをお付けいたします。  上記必須の場合、上記のタグにテプラで貼付を行えばよろしいでしょうか。	キャリングケースに付属する維持管理タグに導入年月、リース期間、消耗品等付属品の交換時期及び保守を行う者の連絡先が記載されており、外から確認できる場合は、ボックスへのラベルの貼り付けは不要とします。

## 自動体外式除細動器（AED）の賃貸借及び保守に係る質問に対する回答

番号	資料種類	質問内容	回答
4	仕様書 7（1）イ	「専用キャリングケース」とありますが、キャリングケースはメーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ（AED本体、予備電極パッド、レスキューキットと収納）弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書 7（1）イ、ウ	「小学生～大人用パッド2組」とありますが、未就学児／小学生～大人のモード切替スイッチを搭載するAEDであれば、共用の電極パッドで未就学児から大人まで使用できます。共用の電極パッド2組を付属すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	仕様書 7（5）	消耗品について「交換」とありますが、消耗品の定期交換は使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換していただき、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送いただく運用でよろしいでしょうか。  AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡いただき、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換していただき、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送いただく運用でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	仕様書 7（6）	「保守」とありますが、保守の内容は定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備、加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24時間365日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

自動体外式除細動器（AED）の賃貸借及び保守に係る質問に対する回答

番号	資料種類	質問内容	回答
8	仕様書 6（8）	<p>弊社取扱いAEDには、バッテリーの残量やスピーカ（音声ガイダンス等）を毎日セルフチェックしている機種と、毎日セルフチェックしていない機種があります。</p> <p>この場合、弊社取扱いAEDは毎日自動でセルフチェックしているとみなしてよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書のとおり、毎日自動でセルフチェックしている機種についてのみ、毎日セルフチェックを行っているものとみなします。</p>